

# Protocolo de colocación catéter Nutriline Twinflo

Definición, inserción, fijación y mantenimiento





### Adaptación/autor:

Luis Alvaro Bolívar Montes Product Manager Vygon Colombia S.A.





# **INDICE**

Página 03

Definición

Pagina 04

Técnica de Inserción

Página 05


Fijación Cuidados y mantenimiento





## **Definición**

Nutriline Twinflo es un catéter venoso central de inserción periférica Bilumen en poliuretano, diseñado para recién nacidos con necesidades de infusiones múltiples simultaneas.



- Posee 2 lúmenes de 1 Fr cada uno, ambos lúmenes terminan en la punta distal del cateter, lo que permite administrar fármacos incompatibles simultáneamente.
- Posee un código de color para identificación de cada lumen.
- Se puede cortar el extremo distal para adaptar la longitud, con un bisturí de forma longitudinal. Es imprescindible registrar la cantidad recortada.
- El catéter es de una sola pieza por que se facilita la canalización.
- Fabricado en poliuretano, altamente resistente y con sistema antiacodamiento.
- Posee graduación centimétrica, adema de una aleta para asegurar su fijación.
- Dispone de un apósito Grip-Lok de sujeción de la aleta para fijarlo a la piel.
- Es recomendable para terapias de mediano y largo plazo (de hasta 4 semanas)
- El método de canalización es a través de cánula pelable.





## Técnica de inserción

- 1. Seleccionar la vena que vamos a puncionar.
- 2. Preparar el personal, el material, el campo y la piel del paciente.
- 3. Medir la distancia desde el punto de inserción hasta la vena cava (inferior o superior según el caso)
- 4. Purgar el catéter por ambos lúmenes con solución salina, colocar el Bionector en uno de los lúmenes y asegurar con el clamp; dejar el otro lumen con una jeringa de 10 ml con SSN 0.9%.
- 5. El profesional de enfermería que asiste el proceso de canalización debe mantener inmovilizada la zona de punción y si se trata de una extremidad comprimir a modo de torniquete.
- 6. Realizar la punción de la vena seleccionada con la cánula pelable, en un ángulo de 15° a 30°, avanzar hasta que haya reflujo sanguíneo.
- 7. Bajar la aguja unos grados y avanzar solo la cánula de plástico.
- 8. Retirar la compresión del torniquete.
- 9. Sujetar el catéter con la pinza e introducirlo a través de la cánula suavemente y con movimientos cortos, de 0.5 cm cada uno; hasta alcanzar la longitud deseada.
- 10. Para retirar la cánula se debe asegurar el catéter aplicando una presión suave con un dedo delante de la cánula, retirar la cánula suavemente y con cuidado. La presión se realiza sobre el catéter, hacia delante para garantizar que no se desplace al retirar la cánula.
- 11. Una vez fuera la cánula tirar con cuidado a la vez de ambas aletas, con el objetivo de abrirlas completamente el dos y retirarlas sin afectar el catéter.
- 12. Comprobar la permeabilidad de ambos lúmenes, asegurar con el clamp y colocar el Bionector en el lumen faltante.

Nota: si el catéter no progresa, nunca debe retirarse a través de la cánula, porque existe riego de embolia. Se deben retirar ambos simultáneamente (cánula + catéter).





## <u>Fijación</u>

- Limpiar cualquier resto de sangre en la piel o el catéter con solución salina.
- Realizar antisepsia del punto de inserción con clorhexidina (concentración según tipo de paciente).
- Asegurar el catéter con la tira adhesiva steri-strip a pocos milímetros del sitio de inserción.
- Realizar un bucle con el catéter sobrante evitando acodamientos y fijarlo bien con las tiras adhesivas.
- Colocar algún apósito protector (hidrocoloide) si es necesario, para evitar la aparición de UPP.
- Fijar alas de catéter con el dispositivo de fijación Grip-Lok, el tamaño del apósito estará proporcionado con el peso del neonato y el lugar de inserción.
- Cubrir con apósito transparente semipermeable, cubriendo el sitio de inserción y el resto del catéter.
- Vigilar que las tiras adhesivas o el apósito transparente semipermeable que rodean la extremidad no provoque presión a modo torniquete que congestione el miembro.

### <u>Cuidados y Mantenimiento</u>

- El lumen de uso intermitente debe permanecer permeable con perfusiones mínimas de 1cc/h.
- Antes de usar el catéter se debe asegurar mediante radiografía su ubicación en vena cava. No usar si no se esta aseguro de su ubicación, en caso este ubicado en aurícula derecha existe un alto riesgo de arritmias y taponamiento cardiaco.
- No usar jeringas menores de 10 cc, debido a la alta presión que ejercen las jeringas menores y el riesgo de daño de catéter.
- Infundir con el método de flujo turbulento push stop- push.
- No utilizar soluciones desinfectantes con alcohol ya que puede causar daño del catéter.
- No realizar extracciones sanguíneas o administración de hemoderivados. No utilizar para monitorización hemodinámica.
- Curación y cambio de apósito según protocolo institucional.

