




TERAPIA I.V.
Conectores sin aguja, en sist. cerrado y accesorios


















vadsite[®]
Productos

vadsite® es un conector sin aguja que permite administrar medicación y / o infusiones hacia el paciente. vadsite® puede ser utilizado para infundir, inyectar y tomar muestras de sangre, a través de la conexión de una jeringa, o sistemas de infusión estándar.

Foto	Código	Descripción	Caja / Caja
	898.03	Vadsite en blister flexible	25 / 1200
	898.038	Vadsite con protector en la conexión macho, en blister flexible	25 / 1200
	898.11	Vadsite Arterial, en blister flexible	25/1200

*Fotos no contractuales

vadsite® octopus® permite administrar múltiples infusiones a través de un dispositivo de acceso vascular de uno o varios lúmenes.

Foto	Código	Lúmenes	Largo tubo	VAR*	Espacio muerto	Caja/Caja
	5224.01	1	10 cm	0	 0.29 ml	50 / 600
	5224.012	1	10 cm	0	 0.29 ml	50 / 600
	6841.21	2	8 cm	0	 0.34 ml	50 / 300
	6841.211	2	8 cm	1	 0.43 ml  0.34 ml	50 / 300
	6841.212	2	8 cm	2	 0.43ml	50 / 300
	6841.31	3	8 cm	0	 0.31 ml	50 / 300
	6841.313	3	8 cm	3	 0.44 ml	50 / 300

* Válvula Anti Reflujo

 Lumen con Válvula Anti Reflujo

 Lumen sin Válvula Anti Reflujo

Para más información, contacte: abolivar@vygon.com.co / alvaro2167@hotmail.es

Las especificaciones enseñadas en este folleto son únicamente informaciones y no son, bajo ningún concepto, de naturaleza contractual.

Vygon Colombia S.A Calle 79 # 74-29
Servicio al cliente: (5) 373 0962 - 373 0963
Fax: (5) 373 0605
Barranquilla, Colombia

