

ACCESO VASCULAR

Catéter en silicona para uso prolongado



**lifecath**

Catéter venoso de uso  
prolongado  
con manguito




Value Life

## Catéter en silicona con manguito subcutáneo para acceso venoso de larga duración

### Catéter de silicona radiopaco para acceso venoso de larga duración

(nutrición parenteral, administración de medicamentos, antibióticos, quimioterapia, etc.).

- Introducido por vía venosa (catéter solo) o por punción percutánea (con Desilet pelable)
- Manguito para fijar el catéter de forma segura a los tejidos subcutáneos
- Sección extravascular reforzada en zona de pinzado, con clamp
- Conector proximal fijo, por tanto la tunelización se realiza antes de la punción venosa
- Aguja de tunelización en todos los kits



## Códigos para pedidos

### • lifecath

Código		Catéter					Desilet pelable
Catéter solo	Catéter con introductor	Ø Fr	Flujo ml/min	Espacio muerto ml	Largo total cm	Largo útil cm	Fr
2191.27		2.7	1.0	0.25	75	50	
2191.42	2191.425	4.2	5.0	0.35	75	50	5
2191.50	2191.506	5	15.0	0.70	75	50	6
2191.66	2191.667	6.6	27.0	1.10	90	55	7
2193.96	2193.960	9.6	60.0	1.65	90	55	10

Kit reparación (!)
Código
2194.27
2194.42
2194.50
2194.66
2195.96

### • Lifecath doble luz

Código		Catéter				
Catéter sólo	Catéter con introductor	Ø Fr	Flujo ml/min	Espacio muerto ml	Largo total cm	Largo útil cm
2293.070	2293.70	7	2 - 15	0.70 - 1.10	90	55
2293.095	2293.95	9	37 - 37	1.44 - 1.44	90	55
2293.110	2293.11	11	25 - 80	1.30 - 2.20	90	55
2293.140	2293.14	14	80 - 80	2.20 - 2.20	90	55

Kit reparación (!)	
Código	
Para prolongadores*	Kit completo**
2195.06/10	2295.07
2195.13	2295.95
2195.10/16	2295.11
2195.16	2295.14

\*Para reparar un prolongador proximal

\*\*Para reparar la porción externa del catéter, este modelo incluye 2 prolongadores

- El flujo y el volumen muerto se calculan para el catéter completo, antes de que la longitud sea ajustada por el médico.

(!) Al pedir el kit de reparación, el pegamento de silicona debe pedirse por separado bajo el código número 2197.000.

Cantidad mínima de pedido: **1 unidad**

 TERAPIA INTRAVASCULAR

**Por más información por favor contactar: [abolivar@vygon.com.co](mailto:abolivar@vygon.com.co) / [alvaro2167@hotmail.es](mailto:alvaro2167@hotmail.es)**

Las indicaciones que figuran en este folleto tienen carácter meramente informativo y, en ningún caso, son de carácter contractual.

---

Vygon Colombia S.A Calle 79 # 74 - 29  
Servicio al cliente: (5) 373 0962 - 373 0963  
Fax: (5) 373 0605  
Barranquilla, Colombia.



[www.vygon.com.co](http://www.vygon.com.co)